

## Fauteuil D'évacuation Pmr Excel Evacusafe

Référence : 6780003



### DESCRIPTION :

Fauteuil d'évacuation 'Evacusafe Chaise Excel'

**Ce fauteuil d'évacuation est conçu pour permettre l'évacuation facile et rapide des personnes à mobilité réduite, des blessés, des femmes enceintes...**

Léger et facile à utiliser, ce fauteuil glisse en douceur dans les escaliers évitant tout portage de la part de l'aidant.



### INFORMATION PRODUIT

Fauteuil d'évacuation 'Evacusafe Chaise Excel'

**Fauteuil d'évacuation** conçu pour permettre l'évacuation facile et rapide des personnes à mobilité réduite, des blessés, des femmes enceintes...

Léger et facile à utiliser, ce fauteuil glisse en douceur dans les escaliers, grâce à des bandes de roulement à friction contrôlée, évitant tout portage de la part de l'aidant.



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Maniable et très sécurisant, il rentre dans le cadre du règlement de sécurité contre les risques d'incendie en ERP.

**ATTENTION** : Les courroies auto freinées qui permettent de glisser dans les escaliers sont recouvertes de paraffine pour protection. Lors de la première utilisation vous devrez impérativement faire rouler le fauteuil à vide pour éliminer la paraffine présente sur les courroies.

Lorsque vous recevez un fauteuil d'évacuation, il est recommandé de le placer sur une surface en bitume ou en macadam, en position ouverte comme si une personne était assise dedans. Ensuite, poussez le fauteuil sur une distance de 20 à 30 mètres en appuyant fermement sur les bandes qui reposent complètement sur le macadam. Cette action permettra d'user légèrement les bandes et d'éliminer la glissance causée par les résidus huileux du caoutchouc.

### Les + du fauteuil d'évacuation Evacusafe Chaise Excel

- Utilisable par **un seul aidant et sans portage**
- **Frein de sécurité** sur les roues arrières
- **Léger et maniable**, cadre en aluminium
- **Siège confortable**
- **Repose-pieds**
- **Harnais de maintien** et sangles pour les jambes
- **Appui-tête** avec 3 niveaux de hauteur
- Roule à plat **sur 4 roues**
- Mécanisme de verrouillage / clip de sécurité pour ouvrir le siège
- Livré avec une housse de protection, des points d'ancrage pour fixer le fauteuil au mur.

### Caractéristiques

- **Capacité de charge** : 182 kg
- **Poids** : 13,6 kg
- **Hauteur fermé** : 113cm
- **Hauteur ouvert** : 132 cm
- **Profondeur fermé** : 29 cm
- **Profondeur ouvert** : 99 cm (max)
- **Largeur** : 65 cm



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Longueur lors de l'utilisation** : 143cm

### Bon à savoir

*Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est profondément modifié par l'arrêté du 24 septembre 2009 afin de tenir compte des conditions d'évacuation des personnes handicapées quel que soit leur type de handicap. Tout ERP doit être équipé de matériel adapté pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite.*

### Vidéo de démonstration du fonctionnement du fauteuil d'évacuation rapide



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)