


## Coffret de Rinçage des Yeux DUO avec Solution Neutre 500mL et Solution Saline 1000mL - PLUM

Référence : G3180010



### DESCRIPTION :

Permet un **rinçage des yeux simultané**.  
**Produit de la gamme PLUM.**

Contient **1 flacon de 500 mL de solution neutre** et **1 flacon de 1000 mL de solution saline**.

Ces solutions sont des produits de **premier-soin oculaire**. Le **flacon bleu** permet de **lutter contre les projections d'acides et d'alcalins** dans les yeux tandis que le **flacon vert** est utile en cas de **projections d'impuretés**.



### INFORMATION PRODUIT

#### Coffret de Rinçage des Yeux DUO avec Solution Neutre et Solution Saline

Ce coffret contient deux flacons de **solution ophtalmiques pour les soins oculaires d'urgence**. Conçu en polystyrène, il est **particulièrement adapté aux milieux poussiéreux**.

Ces flacons permettent d'effectuer un **premier soin oculaire** lorsque la victime reçoit des **projections d'acides et d'alcalins ou des impuretés** dans les yeux. A **usage unique** pour éviter le risque d'infection, chaque flacon **dispose d'une 1/2illère DUO ergonomique** qui permet de rincer les deux yeux en même temps. Plus besoin de choisir quel 1/2il sauver en premier. Elle permet aussi de maintenir l'1/2il ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier pour un **temps de rinçage optimal**.

Le premier **flacon bleu de 500 mL** contient une **solution ophtalmique stérile avec un tampon de phosphate à 4,9%** et de **sels de phosphates**, naturellement présents dans le corps humain. Il s'agit d'une solution capable de **neutraliser**



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

**les substances acides**, grâce au tampon de phosphate d'hydrogène, **et alcalines**, grâce au phosphate de dihydrogène. La solution permet alors de **neutraliser le produit chimique à un niveau de pH de 7,4** environ, correspondant au niveau de pH normal du liquide lacrymal.

Le second **flacon vert de 1000 mL** contient une **solution ophtalmique stérile à base de Chlorure de Sodium NaCl à 0,9%**. Il s'agit d'une solution saline identique au milieu naturel de l'œil qui permet un rinçage en douceur.

Le flacon de **500 mL permet un rinçage de 5min** et le flacon de **1000 mL un rinçage de 10 min**. En cas d'incident impliquant des **acides et alcalins**, le CHSCT recommande un **rinçage minimal de 2 min avec la solution neutre avant de poursuivre le rinçage avec la solution lave-œil au chlorure de sodium** et ce jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences.

Dans les zones à risque, **gardez toujours un flacon à porter de main** pour votre protection.

### Caractéristiques

- **Matière** : Polystyrène
- **Coloris** : Vert
- **Dimensions** : 350 x 250 x 120 mm
- **Prêt à l'emploi**
- **Contenu** :
  - 1 flacon DUO de 500 mL de solution pH Neutral
  - 1 flacon DUO de 1000 mL de solution au Chlorure de Sodium
  - 1 coffret en polystyrène
  - 1 notice d'utilisation
- **Pour les projections d'impuretés, de poussières, de copeaux ou de limaille de fer.**
- **Temps de rinçage** :
  - **Flacon de 500 mL** : 5 min
  - **Flacon de 1000 mL** : 10 min
  - Produit de la **marque PLUM**.

### Vidéo de Démonstration



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)