

Station de Rinçage des Yeux avec Solution Neutre- 1000mL - PLUM

Référence : G3180011



DESCRIPTION :

Station avec **1 flacon de 1000 mL de solution neutre** et son support.

La solution **PLUM au pH Neutre** permet un **premier-soin oculaire** en cas de **projection d'acides et d'alcalins** dans les yeux.

Ces stations sont nécessaires sur votre lieu de travail pour la **sécurité de vos employés**.

Temps de rinçage selon le CHSCT : 2 min minimum.

Produit de la **marque PLUM**.

PLUS D'URGENCE OCULAIRE

1	2	3	4
1. Rincer immédiatement avec une solution ophtalmique à base de pH Neutre.	2. Rincer avec une solution ophtalmique à base de pH Neutre.	3. Rincer avec une solution ophtalmique à base de pH Neutre.	4. Rincer avec une solution ophtalmique à base de pH Neutre.



INFORMATION PRODUIT

Station de Rinçage des Yeux avec Solution Neutre

Si l'un de vos salariés reçoit des **projections d'acides et d'alcalins** dans l'œil, il convient d'agir vite pour **limiter les dégâts pouvant être causés au tissu oculaire**. Il faut rincer l'œil immédiatement avec une **solution ophtalmique à base de pH Neutre**. Il s'agit d'une solution stérile capable de **neutraliser les substances acides**, grâce au tampon de phosphate d'hydrogène, **et alcalines**, grâce au phosphate de dihydrogène. La solution **neutralise le produit chimique à un niveau de pH de 7,4 environ**, correspondant au niveau de pH normal du liquide lacrymal.

Avec cette **station d'urgence**, vos salariés pourront accéder rapidement à cette **solution de soin** le temps de rejoindre une installation fixe où ils pourront poursuivre le rinçage. C'est pourquoi **il est impératif de l'installer dans les zones les plus à risques**.

La **durée de rinçage pour un flacon de 1000 mL est de 10 min**. En cas d'incident, le CHSCT recommande un **rinçage d'une durée minimale de 2 min** avant de poursuivre le rinçage avec la **solution lave-œil au chlorure de sodium** et ce



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences.

Chaque flacon est à **usage unique** pour éviter le risque d'infection et possède un **capuchon anti-poussière**. Pour l'utiliser, il suffit de tourner l'1/2illère et de l'appliquer sur l'1/2il infecté. **Ergonomique et souple**, elle permet de maintenir l'1/2il ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier pour un **temps de rinçage optimal**.

La **station se compose d'un flacon de 1000 mL** de solution ophtalmique ainsi que d'une **plaque en polystyrène de 3mm** d'épaisseur indiquant le mode d'utilisation et permettant une fixation murale. Des **pictogrammes** sont aussi **présents sur le flacon** pour expliquer l'utilisation.

Caractéristiques

- **Prêt à l'emploi**
- **Compact**
- **1/2illère ergonomique**
- **Capuchon anti-poussière**
- **1 flacon de 1000 mL + 1 station en polystyrène**
- **Type de solution** : Neutre
- **Composé** : Tampon de phosphate à 4,9%
- **Pour les projections d'acides et d'alcalins**
- **Temps de rinçage** : 10 min
- **Contenu** : 1 flacon de 1000 mL + 1 station en polystyrène
- **Péremption** : 3 ans
- **Température d'entreposage** : Entre 5° et 35°C
- Produit de la **marque PLUM**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com