

Flacon de Solution Neutre Lave-œil 200mL pour Douche Oculaire - PLUM

Référence : G3180020

DESCRIPTION :

Solution pH Neutrale avec un tampon de phosphate à 4,9%. Produit de la **gamme PLUM**.

Cette **solution stérile** permet de **nettoyer l'œil** lors de **projections d'acides et d'alcalins dans les yeux**.

Elle **permet de réduire les dommages au tissu oculaire** et sa **présence est indispensable** dans le milieu industriel ou lorsqu'il y a manipulation de produits chimiques.



PLAN D'URGENCE OCULAIRE			
1	2	3	4
1. Identification du produit	2. Rincage immédiat à l'eau courante	3. Rincage à la solution de lavage oculaire	4. Consultation médicale
Produit chimique	Produit chimique	Produit chimique	Produit chimique
Produit chimique	Produit chimique	Produit chimique	Produit chimique
Produit chimique	Produit chimique	Produit chimique	Produit chimique
Produit chimique	Produit chimique	Produit chimique	Produit chimique



INFORMATION PRODUIT

Flacon de Solution Neutre Lave-œil pour Douche Oculaire

Ces flacons permettent d'effectuer un **premier soin oculaire** lorsque la victime reçoit des **projections d'acides et d'alcalins** dans les yeux.

Chaque flacon contient une **solution ophtalmique stérile avec un tampon de phosphate à 4,9%** et de **sels de phosphates**, naturellement présents dans le corps humain. Il s'agit d'une solution capable de **neutraliser les substances acides**, grâce au tampon de phosphate d'hydrogène, **et alcalines**, grâce au phosphate de dihydrogène. La solution permet alors de **neutraliser le produit chimique à un niveau de pH de 7,4** environ, correspondant au niveau de pH normal du liquide lacrymal.

A **usage unique** pour éviter le risque d'infection, le flacon possède un **capuchon anti-poussière**. Pour l'utiliser, il suffit de tourner l'œilillère et de l'appliquer sur l'œil infecté. **Ergonomique et souple**, elle permet de maintenir l'œil ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier pour un **temps de rinçage optimal**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Les flacons de **200 mL permettent un rinçage de 2min**. En cas d'incident, le CHSCT recommande un **rinçage d'une durée de 2 min avant de poursuivre le rinçage avec la solution lave-œil au chlorure de sodium** et ce jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences.

Vous retrouverez nos flacons **disponibles en contenance de 200 mL** pour rincer et soigner l'œil infecté. Dans les zones à risque, gardez toujours un flacon à porter de main pour votre protection. Nos flacons peuvent être utilisés avec notre **station murale**, notre **trousse de transport** ainsi que nos **stations QUICKSAFE**. **Il est capital d'avoir toujours ces flacons de solution à porter de main en quantité suffisante.**

Caractéristiques

- **Prêt à l'emploi**
- **Compact**
- **Type de solution** : Neutre
- **Composé** : Tampon de phosphate à 4,9%
- **Pour les projections d'acides et d'alcalins**
- **Temps de rinçage** : 2 min
- **Contenance** : 200 mL
- **Si Capuchon** : enlevez-le, et retourner le flacon la tête en bas pour une meilleure vérification de la qualité produit
- Produit de la **marque PLUM**.
- Plastique homologué Qualité médicale.

- Enlever le capuchon de protection fourni

- Conserver ce flacon la tête en bas.

Vidéo de Démonstration

Pour les personnes amenées à transporter des flacons de lave-œil pour un usage personnel, ce changement améliorera grandement la praticité et la portabilité. Les flacons peuvent être stockés en toute sécurité dans une sacoche-ceinture ou dans un kit de premiers soins, permettant ainsi un accès rapide en cas de besoin.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com