

# Trousse avec Flacon de Rincage 200mL à la Solution Saline - PLUM

Référence : G3180022



## **DESCRIPTION:**

**Solution saline** au Chlorure de Sodium 0,9%. Produit de la **gamme PLUM**.

Trousse de transport avec passant ceinture incluse.

Utilisez ce kit pour avoir toujours un flacon de solution ophtalmique en cas de projections d'impuretés dans les yeux.

Impératif pour la protection des salariés dans les milieux où il y a manipulation de produits chimiques.











## **INFORMATION PRODUIT**

#### Trousse avec Flacon de Rinçage des Yeux à la Solution Saline

Avec ce kit, ayez toujours un produit de rinçage oculaire à porter de main pour effectuer un premier soin oculaire d'urgence! La trousse de transport se ferme par scratch pour une utilisation rapide et contient un flacon de solution ophtalmique qui permet l'évacuation des impuretés des yeux comme la poussière, les copeaux de bois, la limaille de fer ou encore les huiles et les solvants.

A usage unique pour éviter le risque d'infection, le flacon possède un capuchon anti-poussière. Pour l'utiliser, il suffit de tourner l'½illère et de l'appliquer sur l'½il infecté. Ergonomique et souple, elle permet de maintenir l'½il ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier pour un temps de rinçage optimal.

Le flacon de **200 mL permette un rinçage de 2min**. En cas d'incident, le CHSCT recommande un **rinçage d'une durée minimale de 15 min**, jusqu'à évacuation des corps étrangers de l'½il et jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences en cas de projection d'huiles et de solvants.











Dans les zones à risque, gardez toujours un flacon à porter de main pour votre protection. Il est capital d'avoir toujours ces flacons de solution à porter de main en quantité suffisante.

### Caractéristiques

- Trousse de transport avec passant ceinture
- Prêt à l'emploi
- Compact
- Type de solution : Saline
- Composé : Chlorure de Sodium NaCl 0,9%
- Pour les projections d'impuretés, de poussières, de copeaux ou de limaille de fer.
- Temps de rinçage : 2 min
- Contenance: 200 ml
- Si Capuchon : enlevez-le, et retourner le flacon la tête en bas pour une meilleure vérification de la qualité produit
- Produit de la marque PLUM.
- Plastique homologué Qualité médicale.

#### Vidéo de Démonstration

Pour les personnes amenées à transporter des flacons de lave-œil pour un usage personnel, ce changement améliorera grandement la praticité et la portabilité. Les flacons peuvent être stockés en toute sécurité dans une sacoche-ceinture ou dans un kit de premiers soins, permettant ainsi un accès rapide en cas de besoin.





