

Coffret de Rinçage des Yeux DUO avec Solution Saline -2 x 500mL - PLUM

Référence : G3180025



DESCRIPTION :

Pour un **lavage simultané des yeux**.
 Solution au **Chlorure de Sodium NaCl à 0,9%**. Produit de la **gamme PLUM**.

Cette **solution stérile** permet de **nettoyer l'œil** lors de **projections d'impuretés** tels que la poussière, les copeaux de bois ou la limaille de fer.

Permet de réduire les dommages au tissu oculaire. Indispensable dans le milieu industriel ou lorsqu'il y a manipulation de produits chimiques.



INFORMATION PRODUIT

Coffret de Rinçage des Yeux DUO avec Solution Neutre et Solution Saline

Ce coffret contient deux flacons de **solution ophtalmiques pour les soins oculaires d'urgence**. Conçu en polystyrène, il est **particulièrement adapté aux milieux poussiéreux**.

Ces flacons permettent d'effectuer un **premier soin oculaire** lorsque la victime reçoit des **projections d'impuretés dans les yeux** telles que la poussière, les copeaux de bois ou la limaille de fer, ainsi que les solvants et les huiles. A usage unique pour éviter le **risque d'infection**, chaque flacon dispose d'une **œillère DUO ergonomique** qui permet de rincer les deux yeux en même temps. Plus besoin de choisir quel œil sauver en premier. Elle permet aussi de **maintenir l'œil ouvert** et assure un flux de liquide fin et régulier pour un temps de rinçage optimal.

Chaque flacon contient une **solution ophtalmique stérile à base de Chlorure de Sodium NaCl à 0,9%**. Il s'agit d'une solution saline identique au milieu naturel de l'œil qui permet un rinçage en douceur. Son **usage est unique** pour éviter le risque d'infection.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Les flacons de **500 mL permettent un rinçage de 5min**. En cas d'incident, le CHSCT recommande un **rinçage d'une durée minimale de 15 min**, jusqu'à évacuation des corps étrangers de l'œil et jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences en cas de projection d'huiles et de solvants.

Dans les zones à risque, **gardez toujours un flacon à porter de main pour votre protection.**

Caractéristiques

- **Matière** : Polystyrène
- **Coloris** : Vert
- **Dimensions** : L.280 x l.230 x h.110 mm
- **Prêt à l'emploi**
- **Contenu** :
 - 2 flacons DUO de 500 mL de solution au Chlorure de Sodium
 - 1 coffret en polystyrène
 - 1 notice d'utilisation
- **Pour les projections d'impuretés, de poussières, de copeaux ou de limaille de fer.**
- **Temps de rinçage** : 5 min par flacon
- Produit de la **marque PLUM**.

Vidéo de Démonstration



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com