

Flacon de Solution Saline Lave-Yeux DUO pour Douche Oculaire - PLUM

Référence : G3180029



PLAN D'URGENCE OCULAIRE			
1	2	3	4
1. Identification de la substance	2. Rincage immédiat	3. Recherche de l'agent irritant	4. Soins médicaux
5. Soins médicaux	6. Soins médicaux	7. Soins médicaux	8. Soins médicaux



DESCRIPTION :

Pour un **lavage simultané des yeux**.
 Solution au **Chlorure de Sodium NaCl à 0,9%**. Produit de la **gamme PLUM**.

Cette **solution stérile** permet de **nettoyer l'oeil** lors de **projections d'impuretés** tels que la poussière, les copeaux de bois ou la limaille de fer.

Permet de réduire les dommages au tissu oculaire. Indispensable dans le milieu industriel ou lorsqu'il y a manipulation de produits chimiques.

INFORMATION PRODUIT

Flacon de Solution Neutre Lave-Yeux DUO pour Douche Oculaire

Ces flacons permettent d'effectuer un **premier soin oculaire** lorsque la victime reçoit des **projections d'impuretés** dans les yeux telles que la poussière, les copeaux de bois ou la limaille de fer, ainsi que les solvants et les huiles.

Chaque flacon contient une **solution ophtalmique stérile à base de Chlorure de Sodium NaCl à 0,9%**. Il s'agit d'une solution saline identique au milieu naturel de l'œil qui permet un rinçage en douceur. Son **usage est unique** pour éviter le risque d'infection et il possède un **capuchon anti-poussière**. Pour l'utiliser, il suffit de tourner l'œil et de l'appliquer sur l'œil infecté. **Ergonomique et souple**, elle permet de maintenir l'œil ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier pour un **rinçage optimal**.

A **usage unique** pour éviter le risque d'infection, le flacon **dispose d'une œillère DUO ergonomique** qui permet de rincer les deux yeux en même temps. Plus besoin de choisir quel œil sauver en premier. Elle permet aussi de maintenir l'œil ouvert et assure un flux de liquide fin et régulier pour un **temps de rinçage optimal**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Les flacons de **500 mL permettent un rinçage de 5min** et les **flacons de 1000 mL un rinçage de 10 min**. En cas d'incident, le CHSCT recommande un **rinçage d'une durée minimale de 15 min**, jusqu'à évacuation des corps étrangers de l'œil et jusqu'à l'arrivée chez un médecin ou aux urgences en cas de projection d'huiles et de solvants.

Vous retrouverez nos flacons **disponibles en contenance de 500 mL ou 1000 mL** pour rincer et soigner les yeux infectés. Dans les zones à risque, gardez toujours un flacon à porter de main pour votre protection. Nos flacons peuvent être utiliser avec notre **[coffret de rinçage des yeux](#)**. **Il est capital d'avoir toujours ces flacons de solution à porter de main en quantité suffisante.**

Caractéristiques

- **Prêt à l'emploi**
- **Compact**
- **Type de solution** : Saline
- **Composé** : Chlorure de Sodium à 0,9%
- **Pour les projections d'impuretés, de poussières, de copeaux ou de limaille de fer.**
- **Temps de rinçage** :
 - **Flacon 500 mL** : 5 min
 - **Flacon 1000 mL** : 10 min
- **Contenance** :
 - 500 mL
 - 1000 mL
 - Produit de la **marque PLUM**.

Vidéo de Démonstration

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3180029 Contenance (en L) - 0,5

Réf. G3180016 Contenance (en L) - 1



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com