

Défibrillateur Fred Pa-1 Automatique Schiller

Référence : G3580004

SCHILLER

The Art of Diagnostics



DESCRIPTION :

Entièrement automatique, délivre des chocs **sans intervention humaine**.

Fournit avec des **instructions visuelles et sonores détaillées**, simples et claires, le **défibrillateur FRED PA-1** permet de guider le sauveteur tout au long du processus de réanimation.



INFORMATION PRODUIT

Défibrillateur FRED PA-1 Automatique

Notre **défibrillateur FRED PA-1 Automatique** DEA fabriqué en France, guide pas à pas lors de l'intervention, grâce à des pictogrammes et des instructions vocales et visuelles. Il est **utilisable sur les adultes comme sur les enfants**. Il adapte ainsi sa puissance en fonction des électrodes qui lui sont connectés.

Le **FRED PA-1 Automatique** effectue des **auto-tests hebdomadaires** et possède des indications explicites lorsqu'une vérification du matériel est requise. Il **aide à la réanimation grâce à un métronome** et des instructions quant au positionnement et au rythme du massage cardiaque.

Compact et ultra léger, il est **facile à transporter** et a une **forte résistance à la poussière et à l'eau (IP 55)**. **Fabriqué en France**, il est **conforme à toutes les directives européennes** en matière de DAE et peut-être utilisé partout grâce à sa fonction tri-langues.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Fonctionnant de manière **automatique**, il suffit de **fixer les électrodes sur le patient** puis d'**allumer l'appareil**. Il effectue l'analyse du rythme cardiaque du patient et détermine si un choc doit être administré ou non. Le **choc se déclenche automatiquement**, sans intervention humaine contrairement à un défibrillateur semi-automatique.

Contenu du défibrillateur FRED PA-1

- 1 jeu d'électrodes collables adultes pré-connectées avec tag RFID
- 1 pile LiMnO2
- 1 notice d'utilisation en français

Caractéristiques

- **Voyant d'état de fonctionnement général** : son clignotement indique que le défibrillateur est opérationnel
- **Voyant batterie** : s'allume quand la batterie doit être remplacée
- **Voyant maintenance** : s'allume lorsque la maintenance doit être réalisée
- Messages vocaux conformes aux recommandations ERC 2015 et ILCOR
- Temps de charge inférieur à 1 seconde
- Protocole d'énergie adulte : 150 - 200 - 200 J
- Protocole d'énergie enfant : 50 - 50 - 50 J
- Adaptation automatique de l'énergie à la morphologie et à l'impédance de chaque patient
- Détection du seuil d'asystolie 70 microvolt RMS
- Alimentation : batterie non rechargeable LiMnO2 (autonomie : environ 6 ans en intérieur et 5 ans en extérieur)
- **Poids** : 2,3 kg
- **Dimensions** : 300 x 255 x 110 mm
- **Durée de vie des piles et électrodes** : 6 ans sans utilisation
- Allumage instantané dès l'ouverture du capot
- **Fabrication 100% française**
- **Indice de Protection** : **IP55** : Projection d'eau de et poussière
- **Normes** :
 - CEI 60601-1
 - 60601-1-2 (CEM)-60601-4
 - 60529
 - CEI 60601-2-4
 - CEI 60529
- **Classe de protection** : IIB selon CEE 93/42



Ce que dit la loi **Décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes**

Suite au **décret du 19 décembre 2018 sur les DAE**, les défibrillateurs automatisés externes sont **obligatoires** pour les établissements recevant du public suivants :

- Les ERP de **catégories 1 à 4**,
- Les ERP de **catégorie 5** suivants : structures d'accueil pour personnes âgées, structures d'accueil pour personnes handicapées, établissements de soins, gares, hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne, établissements sportifs clos et couverts et salles polyvalentes sportives.

Suivant la catégorie de l'ERP, la date d'application de cette nouvelle obligation n'est pas la même :

- **1er janvier 2020** pour les ERP de catégories 1 à 3,
- **1er janvier 2021** pour les ERP de catégorie 4,
- **1er janvier 2022** pour les ERP de catégorie 5.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Notre page dédiée vous renseigne sur [vos obligations concernant les défibrillateurs automatisés externes](#).

Vidéo de démonstration du modèle EASYLIFE



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com