

Électrodes Pour Défibrillateur Fred Pa-1 - Enfant

Référence : G3580012

DESCRIPTION :

Compatible avec les Défibrillateur FRED PA-1 [Automatique](#) ou [Semi-Automatique](#).

Ces électrodes permettent aux défibrillateurs FRED PA-1 de délivrer des chocs aux adultes. Pré-connectées, il suffit de les relier à l'appareil. Elles sont reconnues automatiquement pour délivrer le choc adéquate. Les instructions de positionnement sont indiquées sur le paquet et sur chaque électrode.



INFORMATION PRODUIT

Électrodes pour Défibrillateur FRED PA-1 - Enfant

Ces électrodes sont à utiliser avec nos modèles de Défibrillateurs FRED PA-1. Une puce RFID intégrée permet d'indiquer si les électrodes sont arrivées à expiration. L'appareil est aussi en mesure de reconnaître le type d'électrodes afin de délivrer le choc adéquate.

Ce modèle est conçu uniquement pour les enfants ou les individus de moins de 25 kg. Les électrodes disposent d'un câble de 1,60m afin de pouvoir intervenir dans des espaces où le défibrillateur serait trop imposant ou en équilibre. Vous pouvez ainsi le positionner sur un sol plan à proximité.

Les électrodes sont auto-adhésives et des instructions de positionnement sont indiquées sur l'emballage et sur chaque électrode. Tout le monde peut ainsi utiliser un défibrillateur de manière autonome, même sans formation.

Veillez à toujours avoir une paire d'électrodes d'avance afin de remplacer les électrodes. Un logement est prévu au dos de l'appareil pour y insérer une paire d'électrodes supplémentaire. Il est important de prévoir des électrodes de rechange, afin que le défibrillateur soit remis en état de fonctionnement dans les plus brefs délais en cas d'utilisation médicale.

Caractéristiques

- **Compatibilité** : Défibrillateur FRED PA-1 [Automatique](#) ou [Semi-Automatique](#)
- **Usage unique**



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Auto-adhésives**
- **Longueur du câble** : 1,60 m
- **Surface active** : 42 cm² par électrode
- **Péremption** : 18 à 20 mois
- **Conditionnement** : 1 paire



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com