

Pack Essentiel DAE - Défibrillateur Schiller Fred PA-1 + Signalétique DAE

Référence : G3580015

DESCRIPTION :

Pack Essentiel DAE avec le Défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique et la Signalétique DAE

Ce pack contient le nécessaire à avoir pour équiper votre ERP d'un défibrillateur selon la loi.



INFORMATION PRODUIT

Le Pack Essentiel contient un défibrillateur automatisé externe ainsi que de la signalétique.

Il vous assure d'avoir l'équipement nécessaire à la mise en place d'un défibrillateur dans un ERP.

Ce que contient le pack :

- Défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique. Référence : G3580004.
- Panneau pictogramme Premiers Secours DAE en vinyle souple - 125 x 125 mm. Référence : A3180011
- Signalétique A3 DAE PVC - 420 x 280 mm. Référence : A3380052
- Signalétique Flèche Droite DAE Vinyle - 300 x 100 mm. Référence : A3380036
- Signalétique Flèche Gauche DAE Vinyle - 300 x 100 mm. Référence : A3380040

Le défibrillateur Schiller Fred PA-1 Automatique :

Notre **défibrillateur FRED PA-1 Automatique** DEA guide pas à pas lors de l'intervention, grâce à des pictogrammes et des instructions vocales et visuelles. Il est **utilisable sur les adultes comme sur les enfants**. Il adapte ainsi sa puissance en fonction des électrodes qui lui sont connectés.



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Le **FRED PA-1 Automatique** effectue des **auto-tests hebdomadaires** et possède des indications explicites lorsqu'une vérification du matériel est requise. Il **aide à la réanimation grâce à un métronome** et des instructions quant au positionnement et au rythme du massage cardiaque.

Compact et ultra léger, il est **facile à transporter** et a une **forte résistance à la poussière et à l'eau (IP 55)**. Il est **conforme à toutes les directives européennes** en matière de DAE et peut-être utilisé partout grâce à sa fonction tri-langues.

Fonctionnant de manière **automatique**, il suffit de **fixer les électrodes sur le patient** puis d'**allumer l'appareil**. Il effectue l'analyse du rythme cardiaque du patient et détermine si un choc doit être administré ou non. Le **choc se déclenche automatiquement**, sans intervention humaine contrairement à un défibrillateur semi-automatique.

Contenu du défibrillateur FRED PA-1

- 1 jeu d'électrodes collables adultes pré-connectées avec tag RFID
- 1 pile LiMnO₂
- 1 notice d'utilisation en français

Caractéristiques

- **Poids** : 2,3 kg
- **Dimensions** : 300 x 255 x 110 mm
- **Durée de vie des piles et électrodes** : 6 ans sans utilisation
- Onde de choc biphasique :
 - Adulte : 150/200/200 joules
 - Enfant : 50/50/50 joules
- Allumage instantané dès l'ouverture du capot
- Adaptation automatique à la morphologie de chaque patient
- **Fabrication 100% française**
- **Indice de Protection : IP55** : Projection d'eau de et poussière
- **Normes** :
 - CEI 60601-1
 - 60601-1-2 (CEM)-60601-4
 - 60529
 - CEI 60601-2-4
 - CEI 60529
- **Classe de protection** : IIB selon CEE 93/42



Ce que dit la loi *Décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes*

Suite au [décret du 19 décembre 2018 sur les DAE](#), les défibrillateurs automatisés externes sont **obligatoires** pour les établissements recevant du public suivants :

- Les ERP de **catégories 1 à 4**,
- Les ERP de **catégorie 5** suivants : structures d'accueil pour personnes âgées, structures d'accueil pour personnes handicapées, établissements de soins, gares, hôtels-restaurants d'altitude, refuges de montagne, établissements sportifs clos et couverts et salles polyvalentes sportives.

Suivant la catégorie de l'ERP, la date d'application de cette nouvelle obligation n'est pas la même :

- **1er janvier 2020** pour les ERP de catégories 1 à 3,
- **1er janvier 2021** pour les ERP de catégorie 4,
- **1er janvier 2022** pour les ERP de catégorie 5.



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes-les-Francis
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Notre page dédiée vous renseigne sur [vos obligations concernant les défibrillateurs automatisés externes](#).

Ces panneaux répondent à l'**arrêté du 29 octobre 2019** relatif à la conformité des panneaux défibrillateurs automatisés externes. Leurs dimensions ainsi que leurs couleurs respectent les **dispositions graphiques demandées**.



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com