

masques coques jetables protection FFP2 - par 20

Référence : G4480098

DESCRIPTION :

Ce masque jetable FFP2 est à usage unique conforme à la norme EN149:2001 + A1:2009.

Date d'expiration à +/- 3 ans.

Vos masques seront livrés emballés individuellement et vendu par boîte de 20, avec notice.



INFORMATION PRODUIT

Masque jetable FFP2 à usage unique conforme à la norme EN149:2001 + A1:2009.

Date d'expiration à +/- 3 ans.

Vos masques seront livrés emballés individuellement et vendu par boîte de 20, avec notice.

Composition et caractéristiques :

- Le masque filtrant pour protéger contre les particules de type FFP2 NR, est constitué de 5 couches qui sont :
 - 1. 50g Tissu non tissé spunbond;
 - 2. 25g Tissu meltblown;
 - 3. 50g Coton;



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- 4. 25g Tissu meltblown;
- 5. 30g Tissu non tissé spunbond.

- **Longueur** : 21 cm
- **Largeur** : 15.5 cm
- **Pays de fabrication** : Chine
- **Composition** : 5 Couches : 50% T.N.T. (2 Couches) + 50% Meltblown (3 Couches)
- **Filtration BFE (Barrier Filtration Efficiency)** : 95 %
- **Normes et certificats** : EN 149: 2001 + A1: 2009

Avantage(s) :

- . Filtration bactérienne de 95% (5 couches)
- . Elastics confortables : longueur 20 cm
- . Efficace contre les nouveaux variants

Pourquoi choisir le produit Masque FFP2 - EN 149:2001+A1:2009 ?

Ce masque FFP2 est conforme à la norme EN149: 2001 + A1:2009 et approuvé selon le règlement UE 2016/425.

Masque filtrant à usage unique, destiné à protéger le porteur contre les risques d'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie aérienne. Il le protège a fortiori aussi contre le risque de transmission par gouttelettes. Le masque FFP2 est composé d'une pièce faciale (demi-masque ou masque complet) et d'un dispositif de filtration : il couvre nez, bouche et menton.

Sa durée de protection est de 8 heures. Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché. Une fois enlevé, il ne doit pas être réutilisé.

Il doit être changé immédiatement, chaque fois qu'il est souillé, mouillé, ou mal positionné sur le visage.

Le port de masques FFP2 est préconisé pour le grand public (banque, commerce, agroalimentaire, esthétique...) , mais également le personnel médical et soignant. Il est aussi destiné aux salariés potentiellement soumis à des inhalations et particules chimiques : peinture, garages, laboratoires, chimie, usines ...

Le masque FFP2 est conseillé dans les trains.

Information importante concernant notre masque FFP2 :

Ce masque FFP2 est conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009 et approuvé selon le règlement UE 2016/425.

Pour un bon maintien, ce masque jetable FP2 a été conçu avec deux bandes élastiques pour la fixation, une pince adaptive pour le nez et un ajusteur crânien blanc.

Masque FFP2 efficace contre les nouveaux variants du coronavirus.

Conformément aux dernières recommandations faites par le Gouvernement, les masques FFP2 sont plus efficaces contre les nouveaux variants que les masques artisanaux. Ce modèle de masque FFP2 ayant une capacité de filtration bactérienne de 95%, il est conforme aux recommandations du Gouvernement.

Modèle masque FFP2 également disponible en noir.



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com