

Lave-œil - Solution neutre tampon phosphate 4,9% - Flacon 200 mL

Référence : G3180020

DESCRIPTION :

- Type de produit : Flacon de solution neutre lave-œil (douche oculaire d'urgence)
- Contenance : 200 mL (rinçage continu d'environ 2 minutes)
- Composition : Tampon phosphate 4,9% (sels de phosphates)
- Usage : Usage unique
- Capuchon : Anti-poussière
- Ergonomie : Flacon souple pour une prise en main facile et un rinçage maîtrisé
- Conservation : 3 ans



PLAN D'URGENCE OCULAIRE			
1	2	3	4
Identifier le type de substance	Mécanisme de lésion et nature de l'effet	Prendre des mesures pour se protéger	Évaluer le risque et les dommages potentiels
Substance chimique corrosive	Lave-œil/Flux	Lave-œil/Flux	Évaluer le risque de lésion des yeux et des dommages potentiels
Acide	pH/Flux	Lave-œil/Flux	Évaluer le risque de lésion des yeux et des dommages potentiels
Alcalin	pH/Flux	Lave-œil/Flux	Évaluer le risque de lésion des yeux et des dommages potentiels
Substance irritante	Lave-œil/Flux	Lave-œil/Flux	Évaluer le risque de lésion des yeux et des dommages potentiels



INFORMATION PRODUIT

Flacon de Solution Neutre Lave-Œil pour Douche Oculaire - Sécurité et Efficacité

Le flacon de **solution neutre lave-œil** est un équipement de **premiers secours indispensable** pour rincer et neutraliser rapidement l'œil en cas de projection chimique. Conçu pour une **intervention immédiate**, il contribue à **ramener le pH vers une valeur physiologique (~7,4)** et limite les risques liés aux substances corrosives, avant relais par une solution saline et une prise en charge médicale.

Points forts

- **Neutralisation rapide** : aide à rééquilibrer le pH de l'œil (? 7,4).



- **Prêt à l'emploi** : utilisation simple, efficace en situation d'urgence.
- **Usage unique** : réduit le risque de contamination.
- **Protection renforcée** : **capuchon anti-poussière**.
- **Rinçage continu** : flacon **souple** pour un débit régulier.
- **Format compact** : facile à intégrer à une trousse de secours ou à transporter.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Solution neutre lave-œil
- **Contenance** : **200 mL**
- **Composition** : **tampon phosphate 4,9%** (sels de phosphates)
- **Utilisation** : **usage unique**
- **Capuchon** : anti-poussière
- **Ergonomie** : flacon souple
- **Péremption** : **3 ans**

Recommandations d'utilisation

Le flacon **200 mL** permet un **rinçage d'environ 2 minutes**. Après ce premier rinçage, poursuivre avec une **solution saline au chlorure de sodium** jusqu'à l'arrivée des secours ou la prise en charge médicale.

Découvrez notre large gamme de solutions de [lavage d'yeux et douches de sécurité](#) pour compléter votre équipement. Explorez également nos [articles de premiers secours et EPI](#) pour une protection globale sur site.

Assurez une sécurité optimale avec notre flacon de solution lave-œil, essentiel pour répondre efficacement aux incidents chimiques potentiels, tout en garantissant un environnement de travail sûr et conforme aux normes en vigueur.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3180020

