

Défibrillateur - Samaritan PAD 350P Semi-Auto - 20x18,4x4,8 cm

Référence : G3580000



DESCRIPTION :

- Défibrillateur semi-automatique (DAE) biphasique
- Dimensions : 20 x 18,4 x 4,8 cm
- Poids : 1,1 kg avec Padpack
- Coloris : Gris et bleu
- Indice de protection : IP56
- Onde de choc : Biphasique de 150 à 200 joules
- Mémoire interne : 45 min d'ECG
- Garantie : 8 ans

HeartSine



HeartSine



INFORMATION PRODUIT

Solution de réanimation SAMARITAN PAD 350P

Le défibrillateur SAMARITAN PAD 350P semi-automatique est un dispositif médical compact conçu pour intervenir lors d'un arrêt cardiaque soudain. Avec ses dimensions réduites et son poids léger, il s'adresse aussi bien aux environnements professionnels qu'aux lieux recevant du public. Grâce à ses pictogrammes intuitifs et à ses instructions vocales, il guide l'utilisateur pas à pas, même sans formation préalable. Ce modèle est un choix sûr et conforme aux



normes en vigueur, permettant une intervention rapide et sécurisée en cas d'urgence cardiaque.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Défibrillateur semi-automatique (DAE) biphasique
- **Dimensions** : 20 x 18,4 x 4,8 cm
- **Poids** : 1,1 kg avec Padpack (pile lithium et électrodes incluses)
- **Coloris** : Gris et bleu
- **Matériau** : Boîtier compact et ultra léger
- **Indice de protection** : IP56, résistant à la poussière et aux éclaboussures d'eau
- **Onde de choc** : Biphasique avec niveaux d'énergie croissants de 150 à 200 joules
- **Mémoire interne** : Enregistrement jusqu'à 45 minutes d'ECG
- **Fixation et transport** : Sac souple anti-choc inclus
- **Usage prévu** : Intérieur et extérieur
- **Durée de vie des électrodes et de la pile lithium** : 4 ans
- **Garantie** : 8 ans

Atouts et bénéfices du produit

- **Conformité légale** : répond aux exigences réglementaires pour les établissements recevant du public.
- **Gain de temps** : installation rapide, commandez en moins d'une minute et mettez-le en service en quelques gestes simples.
- **Mobilité optimisée** : seulement 1,1 kg avec son sac de transport, idéal pour un déplacement immédiat.
- **Résistance éprouvée** : indice IP56 garantissant une protection contre la poussière et l'eau.
- **Fiabilité de suivi** : mémoire intégrée pour 45 minutes d'ECG, permettant un enregistrement précis des interventions.

Utilisateurs et environnements adaptés

Ce défibrillateur est destiné à être installé dans les **établissements recevant du public (ERP)** : écoles, collectivités, entreprises, commerces, gares, salles de sport, hôtels et structures médicales. Sa légèreté et sa facilité d'usage le rendent également adapté aux véhicules de secours et aux lieux isolés nécessitant une accessibilité rapide. Toute personne, qu'elle soit formée ou non, peut l'utiliser conformément à la réglementation en vigueur.

Mise en service et installation

L'installation du SAMARITAN PAD 350P est simple et rapide. Le défibrillateur doit être placé dans un endroit **visible et accessible**, idéalement proche des zones à forte fréquentation. Lors de l'utilisation, il suffit d'ouvrir l'appareil, de positionner les électrodes sur le patient et de suivre les **instructions vocales et visuelles**. L'utilisateur doit appuyer sur le bouton de choc uniquement lorsque l'appareil le recommande. Pour garantir la disponibilité de l'appareil, il est conseillé de vérifier régulièrement la validité de la pile lithium et des électrodes, ainsi que l'état général du dispositif.

Cadre réglementaire et obligations

Depuis le [décret n°2018-1186 et la loi n°2018-528](#), l'installation de **défibrillateurs automatisés externes, les enjeux de cette nouvelle obligation** concernent les ERP de catégories 1 à 4, et certains ERP de catégorie 5 (structures d'accueil pour personnes âgées ou handicapées, établissements sportifs, gares, refuges de montagne, etc.). L'utilisation des [défibrillateurs automatiques et semi-automatiques](#) est autorisée à toute personne, quel que soit son âge ou sa formation, en cas d'arrêt cardiaque. La maintenance régulière est obligatoire : l'exploitant doit assurer le remplacement des composants (pile lithium, électrodes) et veiller à la conformité de l'appareil.

Les informations figurant dans cette fiche produit sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une étude réglementaire.

La conformité de l'installation aux prescriptions des assurances, commissions de sécurité et textes réglementaires en



Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3580000

