


Pile Lithium pour Défibrillateur FRED® PA-1 - Autonomie 6 ans

Référence : G3580013

DESCRIPTION :

- Type : Pile lithium non rechargeable
- Compatibilité : Schiller FRED PA-1
- Composition : Lithium et dioxyde de manganèse (Li-MnO₂)
- Tension : 15 V
- Capacité : 2,8 Ah
- Durée de vie : 6 ans en intérieur, 5 ans en extérieur



INFORMATION PRODUIT

Pile Lithium pour Défibrillateur FRED PA-1

La pile lithium pour défibrillateur FRED PA-1 est conçue pour assurer le bon fonctionnement de votre équipement de réanimation cardiaque sur le long terme. Elle offre une autonomie de 5 à 6 ans selon l'environnement d'installation, garantissant que votre défibrillateur reste toujours prêt à l'emploi en cas d'urgence. **Compatible avec les modèles automatiques et semi-automatiques Schiller FRED PA-1**, cette pile est dotée d'un système de contrôle intégré qui vérifie le niveau de charge à chaque auto-test et signale son remplacement par un voyant lumineux. Commandez en moins d'une minute et assurez une disponibilité continue de votre matériel.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : Pile lithium non rechargeable pour défibrillateur
- **Compatibilité** : Défibrillateur Schiller FRED PA-1 [automatique](#) et [semi-automatique](#)
- **Composition** : Lithium et dioxyde de manganèse (Li-MnO₂)
- **Tension nominale** : 15 V
- **Capacité** : 2,8 Ah
- **Durée de vie** : 6 ans en intérieur, 5 ans en extérieur
- **Format** : Conception adaptée pour une insertion facile



- **Système de sécurité** : Contrôle automatique du niveau de charge avec signal lumineux
- **Certification** : Conforme aux normes européennes en vigueur
- **Poids** : Léger pour un remplacement simple et rapide

Les avantages clients

- **Longévité garantie** : Autonomie de 5 à 6 ans selon l'environnement d'utilisation.
- **Simplicité d'installation** : Remplacement facile et rapide sans outil spécifique.
- **Sécurité renforcée** : Auto-test intégré et voyant lumineux pour signaler le remplacement.
- **Compatibilité totale** : Fonctionne aussi bien avec le modèle automatique que semi-automatique du FRED PA-1.
- **Conformité réglementaire** : Respect des normes de sécurité applicables aux dispositifs médicaux.

À qui s'adresse cette pile lithium ?

Cette pile lithium est destinée à tous les établissements, collectivités et entreprises équipés d'un [défibrillateur Schiller FRED PA-1](#). Elle doit être installée dans les lieux recevant du public, les espaces professionnels, les écoles, les centres sportifs, les commerces, les gares, ainsi que dans les structures médicales et médico-sociales. Elle convient également aux environnements extérieurs grâce à sa conception résistante, garantissant une autonomie fiable même dans des conditions contraignantes.

Mise en place et fonctionnement

L'installation de la pile lithium est rapide et intuitive. Il suffit d'ouvrir le compartiment prévu sur le défibrillateur FRED PA-1, d'insérer la pile dans le logement adapté puis de refermer. Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire. Le défibrillateur effectue automatiquement un auto-test pour vérifier la charge. En cas de défaillance ou de batterie faible, un voyant lumineux s'allume pour indiquer le remplacement à prévoir. Conseils pratiques : contrôler régulièrement les voyants de l'appareil et anticiper le remplacement avant la fin de durée de vie annoncée pour garantir une disponibilité continue.

Défibrillateurs automatisés externes : les enjeux de cette nouvelle obligation

La législation impose aux établissements recevant du public (ERP) de s'équiper de défibrillateurs automatisés externes. Depuis 2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3, depuis 2021 pour la catégorie 4 et depuis 2022 pour certains ERP de catégorie 5, les propriétaires doivent installer un défibrillateur conforme. Ces dispositifs, qu'ils soient automatiques ou semi-automatiques, sont utilisables par tout citoyen. Les défibrillateurs fonctionnent avec des électrodes et une pile lithium, qui doivent être régulièrement remplacées pour garantir la fiabilité du matériel. La loi impose également la maintenance, la déclaration sur le portail Géo'DAE ainsi que la signalétique réglementaire. Voir la vidéo de démonstration pour mieux comprendre leur fonctionnement.

Vous trouverez également des [électrodes compatibles défibrillateur FRED PA-1](#) et piles compatibles dans notre catégorie dédiée aux défibrillateurs afin d'assurer la maintenance complète et conforme de votre équipement.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3580013

