


## STATION DE RINÇAGE DES YEUX MIXTE AVEC 1 FLACON DE SOLUTION SALINE 1000 ML ET 1 FLACON DE SOLUTION NEUTRALE 500 ML

REFERENCE : G3180050



La station **contient 2 flacons double œillères** dont un flacon de **solution PH neutre de 500 ml** et un flacon de **solution de chlorure de sodium de 1000 ml**.

Ces produits sont **primordiaux dans les laboratoires** ou autres endroits où on est susceptible d'utiliser des produits chimiques. Ces produits doivent être **stockés à 20 mètres ou à 10 secondes maximum d'un danger chimique**.

### Caractéristiques :

- **Solution stérile de chlorure de sodium à 0.9 % : similaire aux sécrétions de l'œil humain.**

Pour un premier-soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux. L'œil sera rincé avec un flux doux et régulier.

- **PH Neutral**

est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts. Le liquide se compose de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain.



#### Par Courier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 17h30



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com