


Station de Rinçage des Yeux Mixte avec 1 Flacon de Solution Saline 1000 mL et 1 Flacon de Solution Neutrale 500 mL

Référence : G3180050

DESCRIPTION :

Station contenant 2 flacons double ½illères avec un flacon de **solution PH neutre** 500 ml et un flacon de solution de **chlorure de sodium** 1000 ml.



INFORMATION PRODUIT

La station contient 2 flacons double ½illères dont un flacon de **solution PH neutre de 500 ml** et un flacon de **solution de chlorure de sodium de 1000 ml**.

Ces produits sont **primordiaux dans les laboratoires** ou autres endroits où on est susceptible d'utiliser des produits chimiques. Ces produits doivent être **stockés à 20 mètres ou à 10 secondes maximum d'un danger chimique**.

Caractéristiques :

- **Solution stérile de chlorure de sodium à 0.9 % : similaire aux sécrétions de l'oeil humain.**

Pour un premier-soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux. L'œil sera rincé avec un flux doux et régulier.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Station de Rinçage des Yeux Mixte avec 1 Flacon de Solution Saline 1000 mL et
1 Flacon de Solution Neutrale 500 mL

- pH Neutral

est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts. Le liquide se compose de sels de phosphate présents naturellement dans le corps humain.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com