

Électrodes enfant pour défibrillateur FRED PA-1

Référence : G3580012



DESCRIPTION :

- Électrodes pédiatriques SCHILLER pour [défibrillateurs FRED PA-1](#) et compatibles
- Adaptées aux enfants (< 8 ans ou < 25 kg)
- Modèle auto-adhésif avec repères de pose pour une utilisation intuitive
- Câble de 1,60 m pour une utilisation flexible
- Surface conductrice de 42 cm² adaptée à la morphologie pédiatrique
- Usage unique – conditionnées par paire
- Durée de vie : 36 mois
- Dispositif médical conforme CE (classe I)

INFORMATION PRODUIT

Électrodes pédiatriques SCHILLER pour défibrillateur FRED PA-1

Les électrodes pédiatriques SCHILLER sont spécialement conçues pour assurer une prise en charge adaptée des enfants en cas d'arrêt cardiaque. Compatibles avec les défibrillateurs FRED PA-1 et une large gamme d'équipements SCHILLER, elles garantissent une utilisation fiable et conforme aux exigences de la défibrillation pédiatrique.

Elles sont destinées aux enfants de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg, avec un usage unique pour garantir sécurité et performance.

Une conception adaptée aux patients pédiatriques

Grâce à leur surface active de 42 cm², ces électrodes sont dimensionnées pour s'adapter à la morphologie des jeunes patients. Leur conception auto-adhésive, associée à des repères visuels clairs, permet un positionnement rapide et précis, même en situation d'urgence.

Contrairement aux versions adultes, ces électrodes ne sont pas pré-connectées, ce qui implique une connexion manuelle au défibrillateur avant utilisation. Un détail qui mérite d'être connu, surtout quand chaque seconde compte.

Performance et fiabilité

Conçues pour un usage unique, ces électrodes garantissent un haut niveau d'hygiène et une performance constante lors de chaque intervention.

Leur durée de vie de 36 mois permet une gestion simplifiée du matériel et limite les opérations de remplacement



fréquentes.

Caractéristiques techniques

- **Marque** : SCHILLER
- **Type** : électrodes pédiatriques auto-adhésives non pré-connectées
- **Utilisation** : enfant (< 8 ans ou < 25 kg) – usage unique
- **Durée de vie** : 36 mois
- **Longueur du câble** : 1,60 m
- **Surface active** : 42 cm² par électrode
- **Poids avec emballage** : 103 g
- **Dimensions** : 17 x 13 x 1 cm
- **Conditionnement** : 1 paire
- **Température de stockage** : 0 à 50°C (tolérance exceptionnelle -40°C à +75°C sur 10h)

Les avantages du produit

- **Adaptation pédiatrique** : surface et conception adaptées aux enfants
- **Utilisation intuitive** : repères visuels pour un positionnement rapide
- **Compatibilité étendue** : utilisables sur plusieurs défibrillateurs SCHILLER
- **Fiabilité sanitaire** : usage unique pour une hygiène optimale
- **Durabilité** : durée de vie longue (36 mois)
- **Conformité réglementaire** : dispositif médical classe I avec marquage CE

Applications

- Écoles et établissements scolaires
- Crèches et structures petite enfance
- Centres sportifs et de loisirs
- ERP accueillant du public jeune
- Collectivités et entreprises équipées en défibrillateurs SCHILLER

Recommandations d'utilisation

Il est recommandé de prévoir une paire d'électrodes pédiatriques en complément des électrodes adultes afin d'assurer une prise en charge adaptée à tous les profils de patients.

Les électrodes doivent être remplacées après chaque utilisation ou à l'approche de leur date de péremption.

Équiper votre espace avec ces électrodes permet d'assurer un support vital efficace et immédiat lors de situations critiques en [urgence](#). Ne laissez pas le hasard compromettre la sécurité de vos environnements scolaires ou récréatifs. Découvrez également notre gamme complète pour une préparation optimale aux situations d'urgence.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3580012

